

Coussin vibrant Bellman - Mode d'emploi (FR)



Le Vibrateur de lit Bellman peut être utilisé avec plusieurs produits du système Visit, entre autres le Chargeur et le Récepteur portatif Bellman Visit.

Le Vibrateur de lit vous réveille avec des vibrations.

Procédez de la manière suivante!


1. Connectez la fiche du Vibrateur de lit dans la prise du Chargeur Bellman Visit ou du Récepteur portatif Bellman Visit.

2. Appuyez sur le bouton test d'un émetteur Bellman Visit et vérifiez que le Vibrateur de lit vibre.

Remarque : pour que le Vibrateur de lit puisse fonctionner lorsqu'il est branché au Chargeur Bellman Visit, le Vibrateur de poche doit être placé dans le Chargeur.

Description du produit

- 1) Antidérapant
- 2) Fiche du Vibrateur de lit



Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se